

FILASILK™

Шёлковая нить

Показания к применению

- Общие хирургические операции
- Закрывание кожи
- Челюстно-лицевые операции
- Офтальмологические операции
- Лигатуры

Преимущества

- Отличные манипуляционные характеристики
- Хорошая надежность узла










Краткое описание продукта

Структура : мультифиламентная, плетеная
Цвет : черная









Источник : коконы личинки тутового шелкопряда (*Bombyx mori*)
Состав : натуральные шелковые волокна
Покрывание : пчелиный воск
Размеры : USP 8/0 (метрик 0,4) - USP 2 (метрик 5)
Стерилизация : гамма-излучение

1/2 круга

| Длина и описание иглы | Длина нити, см | Толщина нити | | | | | | Кол-во в коробке | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----|-----|
| | | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | | 5-0 | 6-0 |
| ● HC RB (20 мм)  | 76 | | | | | | SLK 405086 | | | 12 |
| ▲ HC CT (22 мм)  | 75 | | | | | SLK 302508 | | | | 12 |
| ● HC RB (26 мм)  | 75 | | | SLK 100383 | SLK 200327 | SLK 300832 | | | | 12 |
| ● HC RB (27 мм)  | 75 | | SLK 0115175 | | | | | | | 12 |
| ● HC RB (30 мм)  | 75 | | SLK 010723 | | SLK 200333 | | | | | 12 |
| ● HC RB (30 мм)  | 90 | | | SLK 105332 | | | | | | 12 |
| ● HC RB (40 мм)  | 90 | SLK 020936 | | | | | | | | 12 |

3/8 круга

| Длина и описание иглы | Длина нити, см | Толщина нити | | | | | | | | Кол-во в коробке |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---|---|------------|------------|-----|------------|------------|------------------|
| | | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 8-0 | 9-0 | |
|  CU SM (6 мм) | 30 | | | | | | | SLK 801822 | | 12 |
|  CU SM (6 мм) | 90 | | | | | | | | SLK 907059 | 12 |
|  CU CT (19 мм) | 75 | | | | | | | SLK 400683 | | 12 |
|  CU RC (24 мм) | 75 | | | | | SLK 300684 | | | | 12 |
|  CU RC (26 мм) | 45 | | | | SLK 200685 | | | | | 12 |
|  CU RC (35 мм) | 90 | | | | SLK 200667 | SLK 300666 | | | | 12 |

Нить без иглы

| Длина и описание иглы | Длина нити, см | Толщина нити | | | | | | | | Кол-во в коробке |
|--------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----|-----|------------------|
| | | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | |
| Лигатура (две нити в блистере) | 76x2 | SLS 03217 | SLS 02216 | SLS 01215 | | SLS 20213 | SLS 30212 | | | 12 |