

FILAPROP™

Полипропиленовая нить

Показания к применению

- Закрытие кожных ран (внутрикожно, подкожно)
- Сердечно-сосудистая хирургия
- Офтальмологические операции
- Нейрохирургия

Преимущества

- Беспрепятственное прохождение через ткань
- Минимализация острой воспалительной реакции в тканях
- Высокая прочность
- Оптимальные свойства эластичности и удлинения
- Выпускается в упаковке с уменьшением эффекта памяти формы - Less Memory Tray (LMT)











Краткое описание продукта

Структура : монофиламентная
Цвет : синяя











Химический состав : полипропилен
Размеры : USP 10/0 (метрик 0,2) - USP 2 (метрик 5)
Стерилизация : этиленоксид








1/2 круга

| Длина и описание иглы | Длина нити, см | Толщина нити | | | | | | | | Кол-во в коробке | |
|--|----------------|--------------|---|-----|------------|-----|------------|------------|---------------|------------------|----|
| | | 1 | 0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 8-0 | | |
| ● HC RB DN (8 мм)  | 75 | | | | | | | | | PPL 802774 | 12 |
| ● HC RB DN (11 мм)  <small>Black Needle</small> | 75 | | | | | | | | PPL 508802 BX | | 12 |
| ● HC RB DN (13 мм)  | 60 | | | | | | | | PPL 508205 | | 12 |
| ● HC RB DN (13 мм)  | 75 | | | | | | | | PPL 508710 | PPL 608000 | 12 |
| ● HC RB DN (16 мм)  | 90 | | | | | | PPL 408557 | | | | 12 |
| ⊕ HC TC DN (16 мм)  | 90 | | | | | | | PPL 500527 | | | 12 |
| ● HC RB DN (17 мм)  | 90 | | | | PPL 308849 | | | PPL 508756 | | | 12 |
| ● HC RB (19 мм)  | 75 | | | | | | | PPL 508881 | | | 12 |





1/2 круга

| Длина и описание иглы | Длина нити, см | Толщина нити | | | | | | | | Кол-во в коробке |
|---|----------------|--------------|---|------------|------------|---------------|------------|-----|-----|------------------|
| | | 1 | 0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 8-0 | |
| ● HC RB (20 мм)  | 90 | | | | | PPL 408761 | | | | 12 |
| ● HC RB DN (20 мм)  | 90 | | | | | PPL 400539 | | | | 12 |
| ● HC RB (22 мм)  | 75 | | | | PPL 308770 | | | | | 12 |
| ● HC RB DN (22 мм)  | 75 | | | | PPL 308771 | PPL 408526 DN | | | | 12 |
| ● HC RB DN (26 мм)  | 75 | | | PPL 208833 | | | | | | 12 |
| ● HC RB DN (26 мм)  | 75 | | | | | | PPL 508662 | | | 12 |
| ⊕ HC TC DN (26 мм)  | 90 | | | PPL 208977 | | | | | | 12 |
| ● HC RB DN (26 мм)  | 90 | | | | PPL 308522 | PPL 408521 | | | | 12 |

1/2 круга

| Длина и описание иглы | Длина нити, см | Толщина нити | | | | | | | | Кол-во в коробке |
|---|----------------|--------------|------------|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| | | 1 | 0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 8-0 | |
| ● HC RB (26 мм)  | 120 | | | | PPL 308392 | | | | | 12 |
| ● HC RB (30 мм)  | 70 | PPL 01840 | | | | | | | | 12 |
| ● HC RB (30 мм)  | 75 | | PPL 100830 | | | | | | | 12 |
| ● HC RB (30 мм)  | 90 | | | PPL 20844 | | | | | | 12 |
| ● HC RB DN (31 мм)  | 90 | | | | PPL 309556 | | | | | 12 |
| ● HC RB (37 мм)  | 75 | | PPL 108424 | | | | | | | 12 |
| ⊕ HC TC (37 мм)  | 75 | | PPL 102820 | | | | | | | 12 |



















1/2 круга

| Длина и описание иглы | Длина нити, см | Толщина нити | | | | | | | | Кол-во в коробке |
|---|----------------|--------------|------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| | | 1 | 0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 8-0 | |
| ● HC RB (40 мм)  HEAVY | 70 | PPL 01843 | | | | | | | | 12 |
| ● HC RB (40 мм)  | 75 | | PPL 108434 | | | | | | | 12 |
| ● HC RB EX (40 мм)  | 100 | PPL 018435 | | | | | | | | 12 |
| ⊕ HC TC DN (40 мм)  | 90 | | | PPL 20208 276 | | | | | | 12 |









3/8 круга











| Длина и описание иглы | Длина нити, см | Толщина нити | | | | | | | | Кол-во в коробке |
|--|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------|------------|------|------------------|
| | | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 7-0 | 8-0 | 9-0 | 10-0 | |
| ● CU RB DN (5 мм)  | 90 | | | | | | | PPL 902780 | | 12 |
| ● CU RB DNTN (6 мм)  | 60 | | | | | | PPL 80812 | | | 12 |

3/8 круга



| Длина и описание иглы | Длина нити, см | Толщина нити | | | | | | | | Кол-во в коробке | |
|--|----------------|--------------|-----|-----|------------|-----------|----------------------|---------------|------|------------------|----|
| | | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 7-0 | 8-0 | 9-0 | 10-0 | | |
|  CU SM (6,3 мм)  | 90 | | | | | | | | | PPL 1001777 | 12 |
|  CU RB DN (6,5 мм)  | 60 | | | | | | | PPL 808732 | | | 12 |
|  CU RB DN (8 мм)  | 60 | | | | | | PPL 70866ML (2 нити) | PPL 808741 | | | 12 |
|  CU TC DN (8 мм)  | 60 | | | | | | | PPL 808101 BL | | | 12 |
|  CU RB DNN1 (8 мм)  | 60 | | | | | | PPL 70866 | | | | 12 |
|  CU RB DNVB (8 мм)  | 60 | | | | | | PPL 708078 BL | | | | 12 |
|  CU RB DN (8 мм)  | 60 | | | | | | PPL 708735 | PPL 80876 | | | 12 |
|  CU RB DNC1 (9 мм)  | 60 | | | | | PPL 60872 | PPL 708702 | | | | 12 |
|  CU TC DN (9 мм)  | 60 | | | | PPL 508663 | | PPL 708704 | | | | 12 |

3/8 круга

| Длина и описание иглы | Длина нити, см | Толщина нити | | | | | | | | Кол-во в коробке | |
|--|----------------|--------------|-----|-----|-----|---------------|------------|-----|-----|------------------|----|
| | | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 7-0 | 8-0 | 9-0 | | |
| ● CU RB DN (9.3 мм)  | 60 | | | | | PPL 600523 | | | | | 12 |
| ⊕ CU TC DN (9.3 мм)  | 75 | | | | | | PPL 708802 | | | | 12 |
| ● CU RB DN (10 мм)  <small>BlackLine</small> | 75 | | | | | PPL 608804 BX | | | | | 12 |
| ● CU RB DN (11 мм)  | 60 | | | | | PPL 608597 | | | | | 12 |
| ⊕ CU TC DN (11 мм)  | 60 | | | | | PPL 608802 | | | | | 12 |
| ⊕ CU TC DN (11 мм)  | 90 | | | | | | PPL 708801 | | | | 12 |
| ● CU RB DN (13 мм)  | 60 | | | | | PPL 60818 | PPL 708725 | | | | 12 |
| ⊕ CU TC DN (13 мм)  | 60 | | | | | PPL 608707 | PPL 708813 | | | | 12 |

| Длина и описание иглы | Длина нити, см | Толщина нити | | | | | | | | Кол-во в коробке |
|--|----------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|-----|-----|-----|------------------|
| | | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 7-0 | 8-0 | 9-0 | |
| ● CU RB DN (13 мм)  | 70 | | | | | PPL 60829 | | | | 12 |
| ● CU RB (13 мм)  | 75 | | | | PPL 508890 | | | | | 12 |
| ● CU RB DN (13 мм)  | 75 | | | | PPL 508721 | | | | | 12 |
| ● CU RB DVB (13 мм)  <small>BlackLine</small> | 75 | | | | | PPL 608726 BX | | | | 12 |
| ▼ CU RC (16 мм)  | 45 | | | PPL 400525 | | | | | | 12 |
| ▼ CU RC (19 мм)  | 45 | | PPL 308665 | PPL 408682 | | | | | | 12 |
| ▼ CU RC (19 мм)  | 90 | | | | PPL 508014 | | | | | 12 |
| ▲ CU CT (22 мм)  | 70 | | PPL 30018 | | | | | | | 12 |
| ▼ CU RC (24 мм)  | 45 | | PPL 308684 | | | | | | | 12 |
| ▼ CU RC (24 мм)  | 75 | PPL 208685 | | | | | | | | 12 |

3/8 круга

| Длина и описание иглы | Длина нити, см | Толщина нити | | | | | | | | Кол-во в коробке |
|--|----------------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| | | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 7-0 | 8-0 | 9-0 | |
| ▼ CU RC (26 мм)  | 90 | | PPL 308685 | | | | | | | 12 |
| ▼ CU RC (40 мм)  | 90 | PPL 208689 | | | | | | | | 12 |